


Поликлональное Антитело Против Eif4G1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q04637

Артикул: CM0017349



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого EIF4G1 (eIF4G, p220), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для изучения инициации трансляции, стрессовых гранул и путей, связанных с болезнью Паркинсона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF4G1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	P220, EIF4F, EIF4G, EIF4GI, PARK18, EIF-4G1, EIF4G1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1981
GeneID	1981
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550-650 человеческого EIF4G1 (NP_886553.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q04637
Молекулярная масса белка	175 кДа
Доставка	В термосумке со льдом