


Поликлональные Антитела Против Eif4G1 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q04637

Артикул: CM0027562



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому EIF4G1 (eIF4G, p220), валидированные для WB, IHC-P, IP, ELISA. Идеально подходят для изучения инициации трансляции и путей ответа на стресс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF4G1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4G1; EIF4G1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1981
ID гена	1981
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого EIF4G1 (NP_886553.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q04637
Молекулярная масса белка	175 кДа
Доставка	Хладоэлемент