


Поликлональное Антитело Anti-Eif4G2/P97 Для Wb, Elisa - P78344

Артикул: CM0014223



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-EIF4G2/p97, валидированное для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на фактор инициации трансляции EIF4G2 (DAP5/p97), 102 кДа. Идеально подходит для исследований трансляции, опосредованной IRES.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело EIF4G2/p97
Примечания/синонимы	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Вид	Человек
GeneID (человек)	1982
GeneID	1982
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 750-850 человеческого EIF4G2/p97 (NP_001409.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P78344
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом