

Поликлональные Антитела Против Eif4G2/P97 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P78344

Артикул: CM0028671



введение

Кроличьи поликлональные антитела к EIF4G2/p97, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований инициации трансляции.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание
Название продукта	EIF4G2/p97 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Вид	Человек
ID гена (человек)	1982
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 320–490 человеческого EIF4G2/p97 (NP_001409.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78344
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Хладоэлемент