


Анти-Eif5 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P55010

Артикул: CM0025280



введение

Это кроличье поликлональное антитело направлено против EIF5, подходит для WB, IF/ICC и ELISA в образцах человека, мыши и крысы. EIF5 — это активатор GTP-азы, критически важный для функционирования 43S преинициационного комплекса при инициации трансляции мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF5 Кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	EIF-5; EIF-5A; EIF5
Вид	Человек
GeneID	1983
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-235 человеческого EIF5 (NP_892116.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55010
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом