

Кроличьи Моноклональные Антитела Против eIF5A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P63241

Артикул: CM0010790



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против eIF5A, валидированные для использования в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Реакция перекрестная с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований элонгации трансляции, stalls рибосом и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF5A Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5A1; eIF5A
Вид	Человек
GeneID (человек)	1984
GeneID	1984
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого eIF5A (P63241).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63241
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	В ледяном пакете