

Поликлональные Антитела Против Eif5A2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Gzv4

Артикул: CM0026354

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому EIF5A2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают EIF5A2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований трансляции и онкологических процессов. SWISS: Q9GZV4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF5A2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания / алиасы	EIF-5A2; eIF5AII; EIF5A2
Вид	Человек
ID гена (человек)	56648
ID гена	56648
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-153 человеческого EIF5A2 (NP_065123.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZV4
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом