

Анти-Эластин (ELN) Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P15502

Артикул: CM0006885

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Эластина (ELN), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Рекомбинантный иммуноген. Идеально для исследований внеклеточного матрикса и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELN Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Вид	Человек
GeneID	2006
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-200 человеческого ELN (NP_001265868.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15502
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	В пакете со льдом