

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Elastin (Eln) Для Wb, Ihc-P, If-P, Elisa — P15502

Артикул: CM0007453

введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого эластина (ELN), валидированное для WB, IHC-P, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и крысы. Распознаёт аминокислоты 27-200. Для исследований внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAT кролика к ELN
Примечания/синонимы	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Вид	Человек
Идентификатор гена	2006 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-200 человеческого ELN (NP_001265844.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P15502
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом