

Поликлональное Антитело Против Эластина Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - P15502

Артикул: CM0021316

введение

Поликлональное антитело кролика против эластина (ELN), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA; реагирует с белком человека, мыши, крысы; подходит для исследований внеклеточного матрикса и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELN Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Вид	Человек
GeneID	2006
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-200 человеческого ELN (NP_001265868.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), иммуногистохимия (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15502
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом