

Кроличье Поликлональное Антитело Против Elavl3 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14576

Артикул: CM0028986

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ELAVL3 (HuC, PLE21). Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для нейробиологических исследований нейрональной дифференцировки и регуляции мРНК. - 40 кДа, Q14576.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ELAVL3
Примечания/Альтернативные названия	HUC; HUCL; PLE21; ELAVL3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1995
ID гена	1995
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 161-260 человеческого ELAVL3 (NP_001411.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14576
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом