

Поликлональное Антитело Anti-Elavl4 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P26378

Артикул: CM0016464



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ELAVL4 (HuD), для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований в области нейробиологии и паранеопластических синдромов. Расчётная молекулярная масса — 42 кДа. SWISS P26378.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELAVL4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HUD; PNEM; ELAVL4
Вид	Человек
GeneID	1996
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ELAVL4 (NP_068771.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P26378
Молекулярная масса белка	42 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом