

Кролиčky Поликлональные Антитела K Elf2 Для Wb И Elisa - Q15723

Артикул: CM0025470

введение

Высококачественные кролиčky поликлональные антитела к белку ELF2 человека (EU32/NERF). Валидированы для методов WB и ELISA. Перекрестно реагируют с ELF2 человека и мыши. Молекулярная масса целевого белка: 64 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky поликлональные антитела к ELF2
Примечания/Синонимы	EU32; NERF; NERF-2; NERF-1A; NERF-1B; NERF-1a; b; ELF2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1998
ID гена	1998
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q15723
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом