

Поликлоральное Антитело Против Elf4 Для If/Icc И Elisa — Q99607

Артикул: CM0025948

введение

Кроличье поликлоральное антитело к человеческому ELF4, валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA. Рекомбинантный иммуноген, перекрестно реагирует с человеческим ELF4 (UniProt Q99607). Подходит для изучения транскрипционной регуляции, врожденного иммунитета и воспалительных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELF4 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MEF; ELFR; AIFBL2; ELF4
Вид	Человек
ID гена (человек)	2000
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого ELF4 (NP_001412.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлоральные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99607
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодильный пакет