


Анти-Elf5 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukw6

Артикул: CM0025159



введение

Поликлональные кроличьи антитела против ELF5, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для изучения эпителиальной дифференцировки и регуляции транскрипции. UniProt Q9UKW6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELF5 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	ESE2; ELF5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2001
ID гена	2001
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-150 человеческого ELF5 (NP_938195.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKW6
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом