

Поликлональное Антитело Anti-Elk1 Для Wb, Elisa — P19419

Артикул: CM0016139



введение

Кроличье поликлональное антитело к ELK1, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на С-концевой регион транскрипционного фактора ELK1, содержащего ETS-домен, участвующего в передаче сигналов MAPK и индукции генов немедленного раннего ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ELK1
Примечания/синоним	ELK1
Вид	Человек
Идентификатор гена	2002
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 201-297 человеческого ELK1 (NP_005220.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P19419
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом