

Кроличий Моноклональный Антитело Anti-Elk1 Для Wb, Ip, Elisa - P19419

Артикул: CM0003497



введение

Кроличье моноклональное антитело к ELK1, валидированное для WB, IP и ELISA на человеке, мыши и крысе. Нацелено на фактор транскрипции домена ETS Elk-1, ключевой посредник сигнального пути MAPK и активации генов немедленного раннего ответа. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELK1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ELK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2002
ID гена	2002
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 329-428 человеческого ELK1 (NP_001107595.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19419
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом