

Антитело Кролика Против ELL (Поликлональное) Для Wb, Elisa - P55199

Артикул: CM0023643



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ELL (белок Eleven-nineteen lysine-rich leukemia), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышью. Подходит для изучения элонгации РНК-полимеразы II и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELL Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	MEN; ELL1; PPP1R68; C19orf17; ELL
Вид	Человек
GeneID	8178
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 человеческого ELL (NP_006523.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P55199
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Сумка со льдом