


Анти-ELL2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O00472

Артикул: CM0024474



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против ELL2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с крысой. Идеально подходят для исследования элонгации РНК-полимеразы II, транскрипции малых ядерных РНК и процессинга иммуноглобулинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELL2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MRCCAT1; ELL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22936
GeneID	22936
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-292 человеческого ELL2 (NP_036213.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	O00472
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	Сумка со льдом