


Кроличий Моноклональный Анти-Elmo1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q92556

Артикул: CM0005685



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ELMO1 (Q92556), для WB, IHC-P, ELISA. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения перестройки цитоскелета, фагоцитоза и подвижности клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELMO1 кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9844
GeneID	9844
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 628-727 человеческого ELMO1 (Q92556).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92556
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	Сумка со льдом