

Поликлональное Антитело Кролика Против Elmo1 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q92556

Артикул: CM0013321



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ELMO1, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с образцами человека и мыши. Идеально подходит для изучения фагоцитоза, клеточной подвижности и сигналинга DOCK-GEF/RAC1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELMO1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9844
ID гена	9844
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 527-727 человеческого белка ELMO1 (NP_055615.8)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92556
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодовая упаковка