

Кроличья Поликлональная Антитело Против Elmo2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96Jj3

Артикул: CM0015538



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого ELMO2, валидировано для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Полезно для изучения фагоцитоза, подвижности клеток и engulfment. Иммуноген: рекомбинантный белок слияния (а.к. 42-120).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELMO2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	VMPI; CED12; CED-12; ELMO-2; Ced-12A; ELMO2
Вид	Человек
ID гена	63916
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-120 человеческого ELMO2 (NP_877496.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96Jj3
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	С ледяным пакетом