

Поликлональная Кроличья Антитела Против ELMO3 Для Вб, Ифа - Q96Bj8

Артикул: CM0025641

введение

Человеческая поликлональная кроличья антитела против ELMO3, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Мишень — белок фагоцитоза и клеточной подвижности, участвующий в перестройках цитоскелета. Идеально подходит для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELMO3 кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	CED12; CED-12; ELMO-3; ELMO3
Вид	Человек
ID гена (человек)	79767
ID гена	79767
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 504-773 ELMO3 человека (NP_078988.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96Bj8
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	С использованием охлаждающего пакета