

Поликлональное Антитело Против Elmod2 Для Вестерн-Блотирования, Ифа — Q8Iz81

Артикул: CM0030159

введение

Кроличье поликлональное антитело к ELMOD2 для Вестерн-блотирования и ИФА. Обнаруживает белок ELMOD2 человека и мыши (35 кДа) — ГТФазоактивирующий белок, участвующий в противовирусной защите и обладающий ГАФ-активностью в отношении семейства Arf. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ELMOD2
Примечания/алиасы	9830169G11Rik; ELMOD2
Вид белка-мишени	Человек
ID гена (человек)	255520
ID гена	255520
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–130 белка ELMOD2 мыши (Q8BGF6))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8Iz81
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент