

Поликлональные Антитела Кролика Против ELN (Эластина) Для IHC-P, Ифа — P15502

Артикул: CM0017984

введение

CamelBio предлагает поликлональные антитела кролика против ELN (эластина), валидированные для иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Направлены на человеческий эластин (UniProt P15502) — секретируемый белок внеклеточного матрикса с молекулярной массой 68 кДа. Идеально подходят для исследований сердечно-сосудистой системы и соединительной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против ELN
Примечания/алиасы	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Вид	Человек
ID гена (человек)	2006
ID гена	2006
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-97 человеческого ELN (P15502).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15502
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодовой пакет