

Поликлональные Антитела Против Elongin-A2 (Tceb3B) Для Wb, Elisa — Q8lyf1

Артикул: CM0028203

введение

Кроличьи поликлональные антитела к Elongin-A2 (TCEB3B) для WB & ELISA. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Предназначены для исследований в области элонгации транскрипции и изучения яичка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCEB3B кроличья pAb
Примечания/Альясные названия	HsT832; TCEB3B; TCEB3L
Вид организма (источник белка)	Человек
ID гена	51224
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 534-753 человеческого TCEB3B (NP_057511.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8LYF1
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	В ледяном пакете