

Поликлональное Антитело Anti-Elovl2 Для Wb, Elisa — Q9Nxb9

Артикул: CM0018829

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий ELOVL2 — элонгазу жирных кислот с очень длинной цепью. Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с человеческими и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELOVL2 Rabbit pAb
Примечания/алиас	SSC2; ELOVL2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	54898
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 247–296 человеческого ELOVL2 (NP_060240.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9NXB9
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом