

Кроличья Поликлональная Антитела Против Elovl4 Для
Вестерн-Блоттинга,
Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q9Gzr5
Артикул: CM0027697

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок ELOVL4, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Идеальны для изучения элонгации очень длинноцепочечных жирных кислот и связанных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELOVL4 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ADMD; CT118; ISQMR; SCA34; STGD2; STGD3; ELOVL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6785
GeneID	6785
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого белка ELOVL4 (NP_073563.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZR5
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом