

Поликлональные Антитела Anti-Elovl5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nyp7

Артикул: CM0023683

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ELOVL5, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на элонгазу жирных кислот с очень длинной цепью 5, участвующую в метаболизме липидов и связанную со спиноцереbellарной атаксией.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELOVL5 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HELO1; SCA38; dj483K16.1; ELOVL5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	60481
GeneID	60481
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 247-326 человеческого ELOVL5 (NP_001229757.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NYP7
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом