

Кроличья Поликлональная Антитела Против Elp2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Ia86

Артикул: CM0016562



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого ELP2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для исследований элонгаторного комплекса и модификации тРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELP2 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	StiP; MRT58; SHINC-2; STATIP1; ELP2
Вид	Человек
ID гена	55250
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-600 человеческого ELP2 (NP_001229808.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q6IA86
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	В термосумке со льдом