

Кроличье Поликлональное Антитело Против Elp3 (Kat9) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9N9T3

Артикул: CM0026225



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий KAT9/ELP3, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Детектирует белок 3 элонгаторного комплекса, тРНК-ацетилтрансферазу, связанную с нейродегенерацией и нейрогенезом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KAT9/Elp3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	KAT9; KAT9/Elp3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55140
ID гена	55140
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9N9T3
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом