

Кроличья Поликлональная Антитело Против ELP5 Для ВБ И Ифа - Q8Te02

Артикул: CM0024464

введение

Кроличья поликлональная антитело против ELP5, валидированная для ВБ и ИФА, реагирует с человеческим и мышинным белком. Направлена на элонгаторный белок 5, участвующий в модификации тРНК и миграции клеток. Идеально подходит для исследований посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELP5 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DERP6; MST071; HSPC002; MSTP071; C17orf81; ELP5
Вид	Человек
ID гена (человек)	23587
ID гена	23587
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 17-316 человеческого ELP5 (NP_056177.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8TE02
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	С холодильным элементом