

Поликлональные Антитела К Elspbp1 Для Wb, If-P, Elisa - Q96Bh3

Артикул: CM0022096

введение

Кроличы поликлональные антитела к белку ELSPBP1 человека (E12, HE12). Валидированы для методов WB, IF-P, ELISA; перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Распознают секретируемый эпидидимальный белок, связывающийся со сперматозоидами и участвующий в процессе оплодотворения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к ELSPBP1
Примечания/Синонимы	E12; HE12; EL149; EDDM12; ELSPBP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64100
GeneID	64100
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-223 ELSPBP1 человека (NP_071425.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96BH3
Молекулярная масса белка	26 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет