

Кроличья Поликлональная Антитело Против Elspbp1 Для Wb, Elisa — Q96Bh3

Артикул: CM0020156

введение

Кроличья поликлональная антитела, полученная против белка ELSPBP1 человека. Проверена для применений в вестерн-блоттинге и ELISA. Помогает в исследованиях капацитации сперматозоидов, оплодотворения и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELSPBP1 Rabbit pAb
Примечания / Алиасы	E12, HE12, EL149, EDDM12, ELSPBP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	64100
ID гена	64100
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-223 белка ELSPBP1 человека (NP_071425.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96BH3
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодовой пакет