

Поликлональное Антитело Кролика Против Emc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8N766

Артикул: CM0015244



введение

CamelBio предлагает поликлональное антитело кролика против EMC1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека. Нацелено на субъединицу 1 комплекса мембранных белков эндоплазматического ретикулума, идеально для исследований IVD и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против EMC1 (EMC1 Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	CAVIPMR; KIAA0090; EMC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23065
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 885-965 белка EMC1 человека (NP_055862.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q8N766
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом