


Кроличья Моноклональная Антитела Против Emc4 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q5J8M3

Артикул: CM0003830



введение

Кроличья моноклональная антитела против субъединицы 4 комплекса белков мембраны эндоплазматической сети человека (EMC4, также известный как PIG17/TMEM85). Валидирована для Вестерн-блота, IHC-P и ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Только для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела против EMC4
Примечания/псевдонимы	PIG17; TMEM85; EMC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	51234
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 100 позиции EMC4 человека (NP_057538.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5J8M3
Молекулярная масса белка	15 кДа/16 кДа/20 кДа
Доставка	Холодовой пакет