

Поликлональное Антитело Против Emc8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — O43402

Артикул: CM0013082



введение

Кроличье поликлональное антитело к EMC8, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека и мыши. EMC8 входит в состав ЭПР комплекса, необходимого для встраивания мембранных белков; подходит для исследований эндоплазматической сети и траффика белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	EMC8 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	NOC4; COX4NB; C16orf2; C16orf4; FAM158B; EMC8
Вид	Человек
ID гена (человек)	10328
ID гена	10328
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого EMC8 (NP_006058.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O43402
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Хладоэлемент