

Поликлональные Антитела Против Anti-Eme1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Ay2

Артикул: CM0030694



введение

Кроличьи поликлональные антитела против EME1, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий EME1 (63 кДа) и перекрестно реагируют с мышью и крысой. Полезны для изучения репарации ДНК и стабильности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EME1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MMS4L; SLX2A; EME1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	146956
GeneID	146956
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-320 человеческого EME1 (NP_689676.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96AY2
Молекулярный вес белка	63kDa
Доставка	Сумка со льдом