


Моноклональное Антитело К Эмерину/Emd Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P50402

Артикул: CM0009963



введение

Кроличье моноклональное антитело к эмерину/EMD человека, валидированное для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышами и крысами. Подходит для исследований ядерной оболочки, хроматина и мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к эмерину/EMD
Примечания/Синонимы	STA; EDMD; LEMD5; Эмерин/EMD
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2010
Идентификатор гена	2010
Иммуноген	Синтетический пептид (соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-254 эмерина человека (P50402))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P50402
Молекулярная масса белка	29 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом