


Поликлональное Антитело Anti-Emerin/Emd Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P50402

Артикул: CM0017146



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого Emerin/EMD (SWISS P50402), применимое для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; выявляет Emerin человека и мыши; идеально подходит для исследований ядерной оболочки и мышечной дистрофии Эмери—Дрейфуса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Emerin/EMD
Примечания/синонимы	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Вид	Человек
GeneID (человек)	2010
GeneID	2010
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого Emerin/Emerin/EMD (NP_000108.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P50402
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом