


Поликлональные Антитела Против Emerin/Emd Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P50402

Артикул: CM0016561



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Emerin (EMD). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с мышью. Идеально подходит для исследований ядерной оболочки и мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Emerin/EMD кроличьи pAb
Примечания/псевдонимы	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Вид	Человек
ID гена	2010
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого Emerin/EMD (NP_000108.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P50402
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодовой пакет