

Поликлональное Кроличье Антитело Против Eml2 Для Вестерн-Блота И Ифа - O95834

Артикул: CM0016281



введение

Поликлональное антитело против EML2 (кролик) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает человеческий EML2 и имеет перекрестную реакцию с мышинным белком. Направлено на микротрубочкоассоциированный белок, участвующий в регуляции цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EML2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ELP70; EMAP2; EMAP-2; EML2
Вид	Человек
ID гена (человек)	24139
ID гена	24139
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150–415 человеческого EML2 (NP_036287.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O95834
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодовой пакет