

Поликлональные Антитела К Eml3 Для Wb, Elisa - Q32P44

Артикул: CM0024380

введение

Кроличы поликлональные антитела к белку EML3 человека. Подходят для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Применяются для изучения сборки митотического веретена, выравнивания хромосом и нуклеации микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EML3 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ELP95; EMAP3; EMAP95; EML3
Вид	Человек
GeneID	256364
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-530 EML3 человека (NP_694997.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q32P44
Молекулярная масса	95 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом