

Кроличья Поликлональная Антитело Против Eml4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Hc35

Артикул: CM0024528



введение

Кроличья поликлональная антитело против EML4, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с EML4 человека, мыши и крысы. Подходит для исследования динамики микротрубочек, митоза и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EML4 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	C2orf2; ELP120; EMAP-4; EMAPL4; ROPP120; EML4
Вид	Человек
ID гена (человек)	27436
ID гена	27436
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 360-560 человеческого EML4 (NP_061936.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HC35
Молекулярная масса белка	109 кДа
Доставка	С ледяным пакетом