

Анти-Emr1 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), If-P, Ифа (Elisa) - Q14246

Артикул: CM0015967

введение

Кроличьи pAb от CamelBio против EMR1 (Q14246) — это поликлональные антитела для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на адгезивный GPCR E1, участвующий во взаимодействии иммунных клеток и функции эозинофилов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EMR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EMR1; TM7LN3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2015
GeneID	2015
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 477-596 человеческого EMR1 (NP_001965.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14246
Молекулярный вес белка	98 кДа
Доставка	В ледяном пакете