

Поликлональное Антитело Кролика Против En2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P19622

Артикул: CM0022891

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого EN2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белком мыши и крысы. Подходит для исследований гомеобоксного белка engrailed-2 в развитии и исследованиях расстройств аутистического спектра.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	рAb к EN2 кролика
Примечания/Алиас	EN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2020
GeneID	2020
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-333 человеческого EN2 (NP_001418.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19622
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В пакете со льдом