


Поликлональные Антитела К Anti-Enah Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q8N8S7

Артикул: CM0021336



введение

Кроличьи pAb к ENAH — это поликлональные антитела, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA, нацеленные на человеческий ENAH (также известный как MENA). Реагируют перекрестно с мышью и крысой. Оптимальны для исследований ремоделирования цитоскелета и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENAH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ENA, MENA, NDPP1, ENAH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55740
GeneID	55740
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 412-591 человеческого ENAH (NP_001008493.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N8S7
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент