

Кроличья Моноклональная Антитела К Anti-Endo G Для Вб, Ифа - Q14249

Артикул: CM0008855

введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитело, направленная против человеческой эндонуклеазы G митохондриальной (ENDOG). Валидирована для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает Endo G человека, мыши и крысы. Подходит для исследований апоптоза и митохондриальной ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к Endo G
Примечания/Алиасы	ENDOG; эндонуклеаза G; Endo G
Вид	Человек
ИД гена	2021 (человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 198-297 человеческого Endo G (Q14249)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональная антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14249
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Хладоэлемент