

Кроличье Моноклональное Антитело Против Endogl1/Engl Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - Q9Y2C4

Артикул: CM0002780



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ENDOGL1/ENGL (EXOG), митохондриальную нуклеазу. Идеально подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ИФА). Пригодно для исследования поддержания митохондриальной ДНК и апоптоза. Перекрестно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к ENDOGL1/ENGL, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	ENGL; ENGLA; ENGLB; ENGL-a; ENGL-b; ENDOGL1; ENDOGL2; ENDOGL1 / ENGL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9941
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 269-368 человеческого ENDOGL1 / ENGL (Q9Y2C4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y2C4
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом