

Поликлональные Антитела Против Эндопомуцина Для Вб, Ифа - Q9ULC0

Артикул: CM0028016

введение

Кроличы поликлональные антитела к эндопомуцину, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с эндопомуцином человека и мыши. Идеально подходит для изучения функции эндотелиальных клеток, сосудистой биологии и взаимодействий с внеклеточным матриксом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Endomucin Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	EMCN2; MUC14; Endomucin
Вид	Человек
ID гена (человек)	51705
ID гена	51705
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот с 19 по 135 человеческого эндопомуцина (NP_057326.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9ULC0
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	С хладагентом